

仕様書 Cypress pollen(ヒノキ花粉)

1. 内容

性状:	肌色微粉末
由来:	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (ヒノキ)
採取方法:	吸引採取
処理方法:	標準ふるい53 μ mにて篩過、異物除去後、-30度で保存
産地:	
採取日:	
Lot:	
内容量:	5 g

2. 品質規格及び試験方法

下表に定める品質規格を満足するものとする。

項目	規格	試験方法
外観検査	肌色～橙色の粉末	目視にて確認する

3. 保管条件

-20℃以下

4. 製造・販売元

株式会社 ビオスタ



〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原2-9-1 アネックス新大阪4A
TEL 06-6151-3950
FAX 06-6151-3940
E-mail: info@biostir.com
URL: <http://www.biostir.com>