

Japanese cedar pollen extract(日本スギ花粉抽出物)

1. 内容

性状:	凍結乾燥粉末、日本スギ花粉から抽出
規格:	スギ花粉 100 g を 0.125 M 重炭酸アンモニウム, 2 L で抽出
Lot:	
内容量:	50 mg

2. 保管上の注意

-20℃以下で保管してください。

3. 注意事項

研究用試薬です。診断には用いないでください。

4. 販売元

和光純薬工業株式会社

E-mail: labchem-tec@wako-chem.co.jp

URL: <http://www.wako-chem.co.jp>

フリーダイヤル 0120-052-099

フリーファックス0120-052-806

5. 製造元

株式会社 ビオスタ



〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原2-9-1 アネックス新大阪4A

TEL 06-6151-3950

FAX 06-6151-3940

E-mail: info@biostir.com

URL: <http://www.biostir.com>